



1

Formation de réservoirs dans l'épiderme après le passage du laser

2

Stimulation de la synthèse de nouveau collagène



3

Absorption de l'ampoule de cosmécutiques dans les réservoirs avec une pénétration beaucoup plus important que tout cosmétique traditionnel

QU'EST-CE QUE LE TRAITEMENT BABY FACE ?

Cette technologie nouvelle génération combine l'efficacité du **laser** à l'application de **cosmécutiques** spécifiques adaptés à chaque problématique de peau.

Ce traitement est spécialement conçu pour répondre aux demandes **d'améliorations des imperfections cutanées** superficielles : texture de la peau, pores dilatés, acné, éclat du teint, ridules, héliodermie, etc.

À QUEL ÂGE PEUT-ON FAIRE LE TRAITEMENT ?

Le traitement Baby Face est indiqué **dès l'adolescence**. Il resserre les pores dilatés et améliore le grain de peau. Que l'on souhaite atténuer les rides, retrouver un coup d'éclat ou simplement afficher une peau de bébé sans imperfections.

LE TRAITEMENT EST-IL CONFORTABLE ?

Une sensation de picotement et de chaleur intense peuvent être ressenties lors du traitement. Pour le traitement des indications plus sévères, une crème anesthésiante peut être appliquée 30 minutes avant la séance. A la fin du traitement la crème ou le masque vous apporteront une sensation de fraîcheur pour vous apaiser.

COMBIEN DE SÉANCES SONT NÉCESSAIRES ?

Votre médecin établira un diagnostic afin de déterminer votre protocole de traitement, sa durée et le nombre de séances recommandées. Les résultats sont visibles dès la première séance.



Retrouvez
UNE PEAU DE BÉBÉ



UNE RÉPONSE À TOUS VOS BESOINS

- Lésions pigmentaires
- Rajeunissement cutané
- Rides et ridules
- Texture de la peau
- Mélasma
- Acné active et pores dilatés
- Coup d'éclat



... sur le visage, le contour des yeux, des lèvres, le cou, le décolleté et les mains.

20 MINUTES 3 ÉTAPES



CHOIX DE L'AMPOULE

Selon votre indication un protocole de soin personnalisé est établi avec le choix de l'ampoule de cosméceutique et son principe actif

TRAITEMENT AU LASER

Le traitement laser est réalisé avec un paramétrage personnalisé. Plusieurs passages seront effectués sur votre peau



PEAU APAISÉE ET HYDRATÉE

Après l'ampoule, une crème ou un masque est appliqué afin d'apaiser, d'hydrater et de protéger votre peau



UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE

Technologie nouvelle génération, le LaseMD / LaseMD Ultra™ combine l'efficacité du laser à l'application d'une ampoule de cosméceutique hautement concentrée en principe actif et exclusivement développée par LUTRONIC

Les ingrédients des ampoules sont naturels, sans colorants, sans conservateurs artificiels, ni produits chimiques

VITAMINE C



Excellent antioxydant, apporte un coup d'éclat et améliore l'aspect du teint. Il prévient également du photo-vieillessement

ACIDE TRANÉXAMIQUE



Révolutionne la prise en charge du mélasma en traitant les hyperpigmentations et en atténuant les rougeurs et taches

RESVÉRATROL



Antioxydant de premier choix permettant de lutter contre le photo-vieillessement et l'excès de sébum. Il contribue à la prévention du vieillissement de la peau lié aux rayons UV.

VITAMINE A



Anti-âge exceptionnel, la vitamine A stimule la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique naturels, et atténue l'acné active

DES RÉSULTATS SÉDUISANTS

AVANT APRÈS



PHOTOGRAPHIE FOURNIE PAR DR MOUNIER - SABLES D'OLONNE
APRÈS 1 TRAITEMENT



PHOTOGRAPHIE FOURNIE PAR DR GRANDIN - ANGERS
APRÈS 4 TRAITEMENTS



PHOTOGRAPHIE FOURNIE PAR DR JUNG HAMOUDE - PARIS
APRÈS 1 TRAITEMENT